

## Modo de Usar Joelheira Articulada com Dobradiças e Cintas Cruzadas

Puxe o produto pelas alças laterais (1) até a altura do joelho, com a abertura mais larga voltada para cima.

Posicione o reforço estofado sobre a patela (rótula) do joelho.



Puxe a cinta inferior na diagonal para cima, cruzando na frente da perna (na região central do joelho) (2).

Dê a volta por trás da coxa (na região superior da joelheira) (3) e passe a cinta pela frente da perna até chegar no passador plástico superior (4), fixando com os fechos aderentes.



Puxe a cinta superior na diagonal para baixo, cruzando na frente da perna (na região central do joelho) (5).

Dê a volta por trás da perna (na região inferior da joelheira) (6) e passe a cinta pela frente até chegar no passador plástico inferior (7), fixando com os fechos aderentes.

Se necessário, reposicione as cintas cruzadas sobre a patela para maior

conforto.



### COMO INVERTER AS DOBRADIÇAS?

As dobradiças metálicas podem ser invertidas para evitar o movimento de flexão, transformando o produto em imobilizador.

Para isso, retire-as pela abertura superior do bolso lateral (A) e gire 180° na posição vertical (B), mantendo os parafusos voltados para fora.

Recoloque as dobradiças nos bolsos laterais.

