

BOMBA TIRA-LEITE

Elétrica



1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir sua Bomba tira-leite.

Este Manual de Instruções contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro da sua bomba tira-leite.

CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

DELLAMED S.A.

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço Matriz: Rua Henrique Rech, 312 - 95012-613 Caxias do Sul - RS

Endereço Centro de Distribuição: Rod Antonio Heil, 6250 - 88318-112 - Itajaí – SC

Fabricante: ZhuHai FatBoy Baby Care Co. Ltd.

Endereço: No. 830 Jinhaian Road, SanZhao Town, Jinwan

District, ZhuHai City, China.

Certificado Anvisa: XXXXXXXXXXXX



QUEREMOS OUVIR VOCÊ!
Atendimento ao Consumidor:
0800.604.8008
assistenciatecnica@dellamed.com.br





2. SOBRE A BOMBA TIRA-LEITE

A bomba tira-leite Dellamed é portátil, compacta e com uma bateria de longa duração, proporcionando conforto e praticidade. O design da almofada de silicone assegura uma sensação suave e quente, imitando a ação de sucção do bebê para que o leite materno possa fluir suavemente. Com poucos componentes, o aparelho é fácil de montar e todas as peças que entram em contato com o leite podem ser limpas com segurança na máquina de lavar louças. A bomba é livre de bisfenol A, preservando a sua saúde e a do seu bebê.

Além disso, a bomba tira-leite pode ajudar a prolongar o tempo de amamentação, pois o leite materno pode ser armazenado e, mesmo que você não consiga amamentar sozinha, o bebê ainda pode usufruir do leite materno com o auxílio da bomba tira-leite.


Seu painel simples e intuitivo faz com que a aprendizagem para operar a bomba tira-leite ocorra em alguns minutos. Com poucos toques, realizar a extração do leite se torna uma tarefa rápida e prática.



- 1 Liga/desliga
- 2 Alternar modos
- 3 Aumentar intensidade
- 4 Reduzir intensidade

- 5 Modo lactação
- 6 Modo bombeamento
- 7 Modo massagem
- 8 Nível de intensidade

3. COMPONENTES




- 1 Tampa do funil
- 2 Almofada de silicone
- 3 Corpo da bomba
- 4 Diafragma de silicone
- 5 Válvula


- 6 Frasco
- 7 Bico de mamadeira
- 8 Motor da bomba
- 9 Cabo USB-C

4. PREPARAÇÃO E MONTAGEM

NOTA: Antes de montar e utilizar, desinfete todos os componentes da bomba e lave bem as mãos, inclusive antes do primeiro uso, conforme no tópico 7 "limpeza".



1. Insira a válvula na parte inferior do corpo da bomba.




2. Rosqueie o corpo da bomba no frasco e verifique para que esteja totalmente fixado.



3. Coloque o diafragma na parte superior do corpo da bomba. Pressione o diafragma para baixo para garantir sua estabilidade.



4. Encaixe o motor na parte superior do corpo da bomba. Pressione-o para baixo para fixá-lo.



5. Coloque a almofada de silicone na parte do corpo da bomba, empurre e certifique-se de que a almofada se encaixa perfeitamente.

5. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Lave bem as mãos e os seios. Relaxe e sente-se em uma cadeira confortável (você pode usar uma almofada para apoiar as costas). Certifique-se de ter um copo de água ao seu lado.

2. Posicione a almofada de silicone centralizado no seu seio. Certifique-se de estar confortável e de forma que haja uma vedação entre o seio e a almofada.

3. Pressione o botão liga/desliga. A tela irá acender e, após a inicialização, a bomba iniciará automaticamente com o modo de lactação. Pressione +/- para escolher a intensidade do modo, conforme na Pág. 3. Quando o leite começar a fluir, alterne para o modo bombeamento para iniciar a sucção.

DICA: Você não precisa usar a maior intensidade. Use sempre aquela que te deixa mais confortável no momento de extrair o leite.

4. Após terminar a extração, desligue o motor e remova cuidadosamente a almofada de silicone.

5. Desconecte o motor do corpo da bomba e o frasco com cuidado.

6. DICAS DE USO

A bomba tira-leite DellaMed, apesar de muito simples e prática, podem surgir dificuldades no primeiro uso. As dicas a seguir irão lhe ajudar neste primeiro contato:

- Escolha um momento tranquilo, que não esteja com pressa ou estressada;
- Caso sinta alguma dificuldade para a lactação, você pode usar uma foto do bebê ou então manter ele perto;
- Tentar extrair após o banho ou colocar um pano quente sob os seios pode contribuir com a extração do leite;
- Caso a lactação não ocorra, você pode tentar reposicionar a bomba de modo que contribua para a estimulação;
- Enquanto o bebê mama de um lado, a bomba pode ser utilizada do outro.

AVISO: não bombeie por mais de 5 minutos. Caso você não consiga extrair o leite neste período, tente novamente em um outro momento do dia.

7. LIMPEZA

Antes do primeiro uso, limpe e desinfete a bomba tira-leite seguindo os cuidados a seguir:

- Desmonte todos os componentes e lave-os totalmente (exceto o motor e o cabo USB-C), utilizando água e sabão. Após isso, enxague com água corrente.
- Quanto ao motor, limpe-o com um pano seco. Nunca mergulhe-o em água.

ATENÇÃO: Tome cuidado para remover e limpar a válvula. Se ela estiver danificada, a bomba não funcionará corretamente.

8. ARMAZENAMENTO E USO DO LEITE

- O leite materno deve ser armazenado no refrigerador, em uma temperatura máxima de 5°C por no máximo 12 horas. Caso queira armazenar o leite por um período maior, coloque-o no congelador.
- Nunca encha por completo o frasco onde for armazenar o leite materno, pois o mesmo irá expandir enquanto estiver sendo condicionado;

- Para descongelar o leite, utilize água morna (uma temperatura aproximada de 40°C);
- Nunca utilize micro-ondas ou água fervente para aquecer o leite, a fim de evitar a perda de nutrientes;
- Para reter os componentes nutricionais do leite materno, coloque-o congelado na geladeira para descongelar na noite anterior. Termine o processo utilizando água morna corrente momentos antes do bebê consumir o leite.
- Agite suavemente o frasco para que a separação da gordura possa ser misturada uniformemente.

ATENÇÃO: O leite materno descongelado não pode ser congelado novamente. Não misture leite materno fresco com o leite descongelado.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	RH-289
Força de Sucção	20~300 mmHg
Velocidade do Ciclo	22~107 Ciclos/minuto
Visor	LED
Bateria de Lítio	1200 mAh
Tempo para Carga	120~150 Minutos
Vida da Bateria	70~90 Minutos
Alimentação do Adaptador (Não Incluso)	5V-1A DC
Voltagem do Adaptador (Não Incluso)	Bivolt
Capacidade do Reservatório em PP	180 ml
Proteção contra choque elétrico	Tipo BF
Classe de Proteção	IP22

Ambiente de Operação	Temperatura: +5°C ~ +40°C Umidade relativa: 15% ~ 90% Pressão: 90 Kpa ~ 106 Kpa
Ambiente de Armazenamento e Transporte	Temperatura: -20°C ~ +60°C Umidade Relativa: 15% ~ 90% Pressão: 90 Kpa ~ 106 Kpa

10. DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC)

Equipamento Eletromédico

Esta tabela é referenciada na Tabela 9 da norma IEC 60601-1-2. Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e testes.

Orientação e declaração do fabricante - Emissões eletromagnéticas		
Esta bomba tira-leite destina-se a ser utilizada no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário deve garantir que seja utilizada nesse ambiente.		
Testes de emissões	Conformidade	Ambiente Eletromagnético: Orientação
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1	A bomba tira-leite utiliza energia de RF apenas para o seu funcionamento interno. Por este motivo, as suas emissões de RF são muito baixas e é pouco provável que causem interferências nos equipamentos eletrônicos próximos.
Emissões de RF CISPR 11	Classe B	A bomba tira-leite é adequada para utilização em todos os estabelecimentos, incluindo estabelecimentos domésticos e aqueles ligados diretamente à rede pública de abastecimento de energia de baixa tensão que abastece os edifícios utilizados para fins domésticos.

Aviso: Esta bomba tira-leite não deve ser utilizada adjacente ou sobreposta a outro equipamento. Se for necessário utilizá-la adjacente ou sobreposta a outro equipamento, o funcionamento normal desta bomba de extração de leite deve ser verificado na configuração na qual será utilizada.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética

Esta bomba tira-leite destina-se a ser utilizada no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário deve garantir que seja utilizada nesse ambiente.

A Bomba tira-leite não tem um desempenho essencial, mas foi testada quanto à imunidade a perturbações eletromagnéticas e foi aprovada utilizando os seguintes critérios:

1. Nenhuma alteração visível no funcionamento da bomba tira-leite.
2. A bomba tira-leite muda as configurações, mas volta automaticamente às configurações anteriores.
3. A bomba tira-leite muda as configurações, mas consegue voltar às configurações anteriores por intervenção do usuário.

Teste de Imunidade	Nível de Teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético: Orientação
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 2 kV, ± 4 kV, ± 6 kV ± 8 kV (contato) ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV (ar)	± 2 kV, ± 4 kV, ± 6 kV ± 8 kV (contato) ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV (ar)	O piso deve ser de madeira, cimento ou azulejo de cerâmica. Se o piso estiver coberto com material sintético, a umidade relativa deve ser, no mínimo, de 30 %.
Disparo transitório elétrico rápido IEC 61000-4-4	± 2 kV 100 kHz frequência de repetição	± 2 kV 100 kHz frequência de repetição	A qualidade da corrente elétrica deve ser a de um ambiente comercial ou hospitalar.
Frequência de alimentação (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	30A/m	30A/m	A frequência de energia dos campos magnéticos deve estar em níveis característicos de uma localização típica num ambiente comercial ou hospitalar.

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e a bomba tira-leite

Esta bomba tira-leite destina-se a ser utilizada no ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF radiada sejam controladas. O cliente ou utilizadora da bomba tira-leite pode ajudar a reduzir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação de

RF portáteis e móveis (transmissores) e a bomba tira-leite, tal como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de comunicação.

Frequência de teste (MHz)	Banda (MHz)	Serviço	Modulação	Força máxima (W)	Distância (m)	Nível de teste de imunidade (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Modulação de pulso 18Hz	1,8	0,3	27
450	430 – 470	GMRS 460 FRS 460	FM = 5kHz desvio 1kHz seno	2	0,3	28
710 745 780	704 – 787	Banda LTE 13, 17	Modulação de pulso 217Hz	0,2	0,3	9
810 870 930	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5	Modulação de pulso 18Hz	2	0,3	28
1720 1845 1970	1700 – 1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, Banda LTE 1, 3, 4, 25, UMTS	Modulação de pulso 217Hz	2	0,3	28
2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Modulação de pulso 217Hz	2	0,3	28
5240 5500 5785	5100 – 5800	WLAN, 802.11 a/n	Modulação de pulso 217Hz	0,2	0,3	9

9. CONDIÇÕES DE GARANTIA

1 – CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

a) O produto acima identificado possui garantia legal de 90 (noventa) dias para todos os seus componentes. Findando este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual de:

- 9 (nove) meses para o motor da bomba - totalizando 1 (um) ano de garantia;

b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.

c) Está garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.

d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.

e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

2 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade apresentada pela Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela fabricante.

b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada dentro do mesmo perímetro urbano do consumidor, são de responsabilidade do usuário.

c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas à Dellamed se encontra disponível no website oficial da fabricante: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>.

3 - EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada à Dellamed;

b) Alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;

c) O desgaste natural do produto;

d) Danos decorrentes de falhas ou sobrecargas no fornecimento de energia elétrica;

e) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;

f) Ligação do produto em rede elétrica/tensão inadequada, ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;

g) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;

h) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;

i) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;

j) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;

k) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especifica

l) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;

m) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;

n) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inapropriado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;

o) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;

p) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;

q) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.



Versão 01 – Data 19/07/2022



ESCANIE-ME

PARA ACESSAR CONTEÚDOS
EXCLUSIVOS DELLAMED