

Ficha Técnica

Cod.: PL201 - 1030101

Cadeira de Banho **Simples**

Registro ANVISA 80722620002



Material Predominante

Aço carbono

Estrutura

Monobloco fixa

Braços / Apoio de Braço

Fixos / Nylon injetado

Apoio de Pé

Fixo

Encosto

Impermeável

Assento

Removível por parafuso

Rodas

Aro 6"

Garfo

Aço carbono maciço

Acopla ao vaso sanitário

Sim

Pintura

Epóxi eletrostática com verniz

Freios

Bilaterais Dianteiros

Peso da Cadeira

8kg

Peso Suportado

85kg

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| LARGURA DO ASSENTO 40CM | PROFUNDIDADE DO ASSENTO 41CM | ALTURA ASSENTO DO CHÃO 53CM | ALTURA DO ENCOSTO 35CM | PROFUNDIDADE DA CADEIRA 69CM | LARGURA DA CADEIRA 56CM |