



# FICHA TÉCNICA – LB Dellamed (6496)

REVISADA – 08/2022

REGISTROS		EMBALAGEM	
NCM	8713.90.00	Unidade	1
INMETRO	POSSUI CERTIFICAÇÃO	Medidas – A x L x C	54 x 54 x 113cm
ANVISA	80795950036	Peso Bruto	48,1Kg
EAN	7898952570862		


## CARACTERÍSTICAS E MEDIDAS

<b>Composição</b>	Aço – ABS – PVC – PU	<b>Peças Componentes Funções</b>	1 Controlador Dynamic 50A com entrada para o carregador de baterias;
<b>Altura (piso/assento – piso/retrovisor)</b>	86cm – 110cm		1 Motor de 270W;
<b>Largura Total</b>	49cm		2 Baterias 12V VRLA de chumbo ácido seladas de 12Ah cada e livres de manutenção;
<b>Comprimento Total</b>	106cm		1 Case para baterias com entrada para o carregador de baterias;
<b>Altura do assento a plataforma para pés</b>	42cm		1 Carregador de baterias bivolt;
<b>Largura x Profundidade do assento</b>	(L)44 x (P)40cm		2 Rodas do sistema anti tombo;
<b>Altura do encosto das costas ao assento</b>	39cm		4 Rodas de 8” com pneus maciços; antiderrapantes e antifuro;
<b>Altura da plataforma ao chão</b>	7,5cm		2 Espelhos retrovisores;
<b>Altura entre o apoio de braços e assento</b>	18cm		2 Alavancas de aceleração, frente e ré;
<b>Comprimento do apoio para os braços</b>	27,5cm		1 Assento acolchoado, impermeável com ajuste rotatório de 45°;
<b>Diâmetro das rodas</b>	20cm – 8”		2 Apoios de braços rebatíveis e com regulagem de largura ;
<b>Raio mínimo de giro</b>	115cm		1 Farol de LED;
<b>Velocidade máxima contínua</b>	6 a 8km/h		2 Lanternas traseiras;
<b>Distância de frenagem em velocidade máx.</b>	150cm		_Tempo de recarga total de 8 horas, antes do primeiro uso, 14 horas;
<b>Altura máxima de obstáculo</b>	4cm		_Limitador multivelocidade;
<b>Capacidade</b>	136 Kg		_Freio eletromagnético inteligente;
<b>Peso líquido</b>	43,5Kg	_IPX1, proteção contra gotas de água caindo verticalmente;	
<b>Bateria</b>	9kgs	_Suspensão e tração traseira;	
<b>Garantia</b>	12 meses – estrutura, motor e caixa de engrenagens. 06 meses – demais componentes.		





















### Identificação

1. Assento
2. Estrutura
3. Bateria
4. Cesta



**REPOSIÇÃO – PEÇAS**

					
6934-RODA DIANTEIRA 8" LB LIGHT	6935-RODA TRASEIRA 8" LB LIGHT	6924-ASSENTO SCOOTER LB LIGHT	6929-RETROVISOR DIREITO LB	6928-RETROVISOR ESQUERDO LB	6930-CASE PARA BATERIAS
					
6947 - CONJUNTO DE BATERIAS	6923-MOTOR SCOOTER LB LIGHT	<u>6926-CHAVE SCOOTER LB LIGHT</u>	6946 – CARREGADOR DE BATERIAS LB LIGHT	<u>6936-SUSPENSÃO SCOOTER LB LIGHT</u>	<u>6925-TUBO VERTICAL PARA ASSENTO</u>
					
6945-GUIDON	6927-PAINEL FRONTAL	6931-ASSOALHO SCOOTER LB LIGHT	6932-CARENAGEM TRASEIRA LB LIGHT	6933-CARENAGEM FRONTAL LB LIGHT	6937-CESTO LB LIGHT

**CUIDADOS E DICAS DE USO**

**VERIFICAR MANUAL**