

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

### Curativo Hidrocoloide C/ Espuma M-TEC

**Descrição:** Produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placas, estéril por radiação gama.

**Composição:** Composto por uma camada de carboximetilcelulose (CMC), dióxido de silício coloidal, uma camada adesiva de borracha sintética a base de Estireno-Isopreno (SIS), poliisopreno, vaselina, antioxidante, poliisobutileno e resina hidrocarbônica, uma camada absorvente de espuma de polietileno, protegido por um papel siliconizado. Isento de látex e gelatina.

**Indicação de uso:** Indicado para o cuidado de feridas úmidas ou baixa exsudação, úlceras dérmicas de espessura parcial ou total, úlceras de pressão, de edema e diabéticas, queimaduras (primeiro e segundo grau), áreas doadoras de pele e enxertos. Indicada para o auxílio na prevenção de lesões por pressão e por pressão a dispositivos ou áreas expostas ao atrito como cotovelos, calcanhares ou área sacral, curativos de estomia para proteger a pele do efluente estomacal.

**Precauções:** Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e / ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

**Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C

**Advertências:** não é indicado para controlar sangramentos intensos. Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida a algum componente do curativo. Não use como implante cirúrgico.

Não utilize este curativo sozinho para combater feridas infectadas, ele não possui ação antimicrobiana. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

**Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação.



## REFERÊNCIAS

Código	Descrição	Apresentação	Referência	ANVISA
PA.1397	Curativo Hidrocolóide C/ Espuma M-TEC 10cm x 10cm	CX c/ 10 unid.	7896544901735	80003300028

