

Ficha Técnica

Cod.: PL001 - 1010201 - Pneu Maciço

Cadeira de Rodas **Simples**

Registro ANVISA 80722620001



Material Predominante

Aço carbono

Estrutura

Dobrável em x

Braços / Apoio de Braço

Fixos /Nylon

Apoio de Pé

Fixo Nylon

Encosto

Nylon duplo

Assento

Nylon duplo

Aro Impulsor

Bilaterais em nylon

Garfo

Aço carbono maciço

Rodas

Dianteiras aro 6" / Traseiras aro 24"

Pneu

Maciço

Pintura

Epóxi eletrostática com verniz

Freios

Bilaterais com regulagem

Peso da Cadeira

13kg

Peso Suportado

90kg

						
LARGURA DO ASSENTO 40CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO 44CM	ALTURA ASSENTO DO CHÃO 50CM	ALTURA DO ENCOSTO 36CM	PROFUNDIDADE DA CADEIRA 96CM	LARGURA DA CADEIRA 63CM	LARGURA CADEIRA FECHADA 37CM